

## Fragen und Antworten:

1. Was für ein Produkt ist PermaLip™? PermaLip™ ist ein Lippenimplantat aus elastischem, dichtem Silikon. Das Implantat wird im ambulanten Eingriffsverfahren eingesetzt. Auf Wunsch kann das Implantat jederzeit auf die selbe Weise wieder entfernt werden.

2. Wodurch unterscheidet sich PermaLip™ von den anderen üblichen Produkten zur Lippenvergrößerung? Die Lippenaugmentation ist entweder mit Mikroinjektionen oder mit Einsatz von Implantaten möglich. Die injizierbaren Füller müssen auf Grund ihrer Eigenschaft öfters angewendet werden, was wiederholte Schmerzen und erhöhte Kosten mit sich bringt. Die Korrektur oder Entwendung der dauerhaften Füller ist entweder sehr kompliziert, oder oft gar nicht möglich. Einige Implantate können ernste Nebenwirkungen verursachen.

3. Wodurch unterscheidet sich PermaLip™ von den anderen Implantaten? Durch die patentierte, einzigartige Beschaffenheit von PermaLip™, können die üblichen Komplikationen der anderen Implantate ausgeschlossen werden.

4. Wie wird das Implantat eingesetzt? Nach eingehender Beratung und sorgfältiger Auswahl der richtigen Größe, werden die Lippen mit Lokalanästhesie betäubt. In den Mundwinkeln wird jeweils ein kleiner Einschnitt gemacht, ein Tunnel wird gebildet, durch den das Implantat in die Lippe eingeführt und in die richtige Position gerückt wird. Nachdem das Implantat korrekt eingesetzt wurde, werden die Einschnitte an den Mundwinkeln jeweils mit selbstauflösender Naht verschlossen. Der gesamte Eingriff dauert ca. 30 Minuten, und der Patient kann schon am nächsten Tag seine üblichen Tätigkeiten fortsetzen.

Für weitere Informationen über dieses oder andere ästhetische Produkte, bitten wir Sie, unsere Webseite zu besuchen, wo Sie auch einen Facharzt Ihrer Wahl finden können.

5. Wie schmerzvoll ist dieses Verfahren? Der Eingriff wird mit Lokalanästhesie durchgeführt. Schmerzen können bis zu 48 Stunden danach auftreten, diese können jedoch mit einem Schmerzmittel gestillt werden. Die Lippen fühlen sich bis zu 14 Tage nach dem Eingriff empfindlicher an.

6. Kann der Eingriff Blutergüsse verursachen? Im Normalfall kommt das nicht vor, jedoch hängt dies vom jeweiligen Patienten ab, ob dieser zu Blutergüssen neigt oder extra empfindlich ist. Homöopathische Produkte zur inneren und äußeren Anwendung helfen, Blutergüsse und Schwellungen schneller zu heilen.

7. Wie hoch ist die Gefahr einer Infektion? Jeder Eingriff dieser Art bringt eine bestimmte Gefahr von Infektion mit sich. Obwohl dies bei Mund und Lippen ein erhöhtes Risiko darstellt, beträgt die Infektionsgefahr bei PermaLip™ weniger als 1%. Etwaige Entzündungen können medikamentös behandelt werden.

8. Wann ist das endgültige Ergebnis sichtbar? Die Lippen sind für einige Tage nach dem Eingriff geschwollen, aber danach ist das Endergebnis schön sichtbar.

9. Kann man das Implantat während dem Küssen spüren? Wenn das dem Maße entsprechend richtige Implantat eingesetzt wurde, dann ist das PermaLip™ Implantat während dem Küssen nicht spürbar. Nach wenigen Monaten ist das Implantat überhaupt nicht mehr spürbar.

10. Kann das Implantat reißen oder ausfließen? Nein, das Material besteht aus dichtem, elastischem Silikon.

**MEDI**  
ESTHETICS

Vertrieb in Ungarn: Medicontur s.r.o.  
Hornohorská 7, 949 01 Nitra  
tel.: 0911299359

[www.medicontur.com](http://www.medicontur.com)

Hersteller: SurgiSil, L.L.P.  
3801 W. 15th Street, Suite 150  
Plano, Texas 75075  
Phone: 888-511-5477, Fax: 888-543-2493  
[www.surgisil.com](http://www.surgisil.com)

**PERMALIP™**  
SINNlich SCHÖNE LIPPEN – FÜR IMMER

**PERMALIP™**  
SINNlich SCHÖNE LIPPEN – FÜR IMMER



## Natürlich schöne Lippen durch revolutionäres Verfahren

Erfahrungen zeigen, dass die dauerhaften und absorbierbaren Auffüllmaterialien weder dem Patienten, noch dem Arzt ein lang anhaltend zufriedenstellendes Ergebnis bieten konnten.

Die Haltbarkeit der injizierbaren Produkte ist nicht immer einschätzbar, wiederholte Behandlungen verursachen dem Patienten Mehrkosten und eventuelle Unannehmlichkeiten. Einige Implantate erhöhen das Risiko an Nebenwirkungen, wie z.B. Gewebeschaden, und können auch die natürliche Bewegungsmimik der Lippen beeinträchtigen.

Die Firma Medicontur freut sich, Ihnen nun erstmals eine sichere und einfache Art der permanenten Lippenvergrößerung präsentieren zu können. Ausgestattet mit der CE-Qualifizierung, und eingehend durch klinische Studien geprüft, bietet das patentierte PermaLip™ Implantat eine zuverlässige Alternative zu den bisherigen Methoden an.

Das PermaLip™ Implantat besteht aus weichem, dichtem Silikon. Das Material ist extrem elastisch, dadurch kann es weder reißen, noch verliert es an Volumen. Die Oberfläche des Implantats ist glatt und nicht porös. Diese Eigenschaften schließen die möglichen Komplikationen der anderen Implantate aus.

Obwohl PermaLip™ ein dauerhaftes Produkt ist, kann es auf Wunsch jederzeit problemlos mit einem einfachen Eingriff entfernt werden.

PermaLip™ wird im ambulanten Verfahren mit Lokalanästhesie eingesetzt. Der komplette Eingriff dauert ca. 30 Minuten, und der Patient kann am nächsten Tag wieder seinen üblichen Tätigkeiten nachgehen.

Das PermaLip™ Implantat ist in verschiedenen Größen erhältlich. Ihr Facharzt berät Sie und entscheidet für Sie die entsprechende Größe.

**Möchten Sie natürlich sinnliche Lippen?  
Unsere Antwort lautet - PermaLip™**

VORHER und NACHHER



Wir danken der Firma SurgiSil für die Fotos.